


Holter TK

se záznamníkem custo screen 300 | až 72 hodin záznamu



- vysoký komfort pro pacienty díky velice tichému procesu měření a přizpůsobivému řízení nafukování
 - vysoká bezpečnost zajištěná dvojitým přetlakovým ventilem
 - precizní výsledky měření za použití vysoce kvalitního, tepelně nezávislého senzoru tlaku
 - lehce srozumitelné a přehledné grafické znázornění vyšetření, tabulka naměřených hodnot s možností porovnání
-
- všechna vyšetření pacienta lze porovnávat či zobrazit v trendu
 - komfortní reporty s předdefinovanými texty
 - přehledné výtisky na formát A4 sestavené jedním kliknutím
 - přímé spojení s lékařskou praxí: odesílání výsledků vyšetření a reportů e-mailem, faxem, PDF nebo datovým souborem (.cst)
 - všestranná možnost integrace do existujících IT struktur (HL7, FDA-XML, SQL, GDT, SCP)



Váš autorizovaný custo med partner



MartSoft

Skladová 17, CZ-32600 PLZEŇ
Česká Republika
Tel./Fax: +420 377 464 545
e-mail: info@martsoft.cz , Internet: www.martsoft.cz

custo·med
EXCELLENCE IN DIAGNOSTICS

Leibnizstr. 7, 85521 Ottobrunn, Germany
Tel.: +49 (0)89 71098-00, Fax: +49 (0)89 71098-10
Email: info@customed.de, Internet: www.customed.de

Specifikace

custo screen 300

Metoda měření	oscilometrické měření s automatickou korekcí nuly	
Rozsah měření	tepová frekvence	35 – 220 tepů/min
	systolický krevní tlak	70 – 270 mmHg
	diastolický krevní tlak	40 – 155 mmHg
Tlak v manžetě	max. 300 mmHg	
Maximální počet měření	512	
Maximální délka záznamu	72 hodin	
Doba měřicího procesu	< 30 sekund	
Intervaly měření	Standartně - denní fáze každých 15 min. a noční fáze každých 30 min., volitelné: dodatečná fáze, intervaly mohou být nastaveny v rozmezí 5 a 90 minut, možnost tvorby individuálních profilů	
Velikost měřicích manžet	dětská	20 – 24 cm
	standart (obsah dodávky)	24 – 32 cm
	XL	32 – 40 cm
	XXL	38 – 50 cm
Přenos dat	infračervený (pomocí custo com IR)	
Napájení	3 Mignon 1.5 V, Typ AA nebo 3 akumulátory, Ni-MH, 1.2 V, min. 1500 mAh	
Rozměry	cca. 100 * 66 * 26 mm (V * Š * H)	
Hmotnost	cca. 112 g (s bateriemi)	
Klasifikace	bezpečnostní třída III, třída IIa, Typ BF, DIN EN 60601-1, DIN EN 1060-1 – 1060-4, IEC 80601-2-30	

Obsah dodávky

custo screen 300

měřicí manžeta (Standart)

3 baterie

neoprenová brašnička

opasek

port custo com IR

Funkce diagnostického programu

- Jednotlivé hodnoty nebo hodinové průměry TK a TF jsou zobrazovány v přehledných grafických nebo numerických tabulkách
- Pacientský denník, který lze vytisknout a dále uchovávat digitálně
- Rychlá identifikace překročení limitních hodnot
- Zřetelně uspořádaná kontrola terapie s automatickým dlouhodobým trendem

